

TABELA DE COMBINAÇÃO DE COR

ANTERIOR		POSTERIOR
UPPER SUPERIOR	LOWER INFERIOR	
T41	N32	28
T51	N42	30
T61	N61S	34
T41S	N32	28
T51S	N42	30
T61S	N61S	34
S51	N42	30
S71	N71L	34
S81	N81	36
S43S	N41	28
S44S	N41	28
S41S	N32	28
S42S	N31	28
S52S	N42	30
S51S	N42	30
S61S	N61S	34
O41	N32	28
O31S	N31S	28
O51S	N61S	32
O61S	N61S	32
C41	N41	32
C42	N41	28
C51	N42	30
C61	N61S	34

DENTES DE RESINA REFORÇADA COM NANO SÍLICA DE ACRÍLICO RÍGIDO

Características

- Dentes de resina acrílica rígida de três camadas
- Rigidez superior e resistência à abrasão
- Alta resistência à fixação para próteses dentárias de resina

Resistência à abrasão

Resistência à abrasão (normal)
Acrílico
NS (Acrílico Rígido)

Dureza

Dureza Vickers, Hv
Acrílico
NS (Acrílico Rígido)
A, B e C: dentes de resina acrílica rígida de outras marcas

CARTA MOLDE

DENTES DE RESINA REFORÇADA COM NANO SÍLICA DE ACRÍLICO RÍGIDO



FX TRI

DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS

EMBALAGEM	DENTES ANTERIORES: 6 peças/conjunto, 16 conjuntos/caixa				
	DENTES POSTERIORES: 8 peças/conjunto, 12 conjuntos/caixa				
CORES	A1	A2	A3	A3.5	A4
	B1	B2	B3	B4	
	C1	C2	C3	C4	
	D2	D3	D4	W0.5*	


*W0.5 é uma cor clareada da Yamahachi



DENTES ANTERIORES FX TRI

UPPER | SUPERIOR


	A	B	C		A	B	C
T41	43.2	8.0	9.7	S42S	44.2	8.5	9.8
T51	46.6	8.6	10.4	S52S	45.9	8.3	10.9
T61	49.4	9.1	11.0	S51S	46.6	9.0	10.8
T41S	43.0	7.9	9.3	S61S	48.7	8.8	11.2
T51S	46.6	8.6	10.1	O41	42.9	8.0	10.1
T61S	49.2	9.1	10.7	O31S	38.7	7.4	8.4
S51	45.0	8.4	10.7	O51S	47.1	8.7	10.0
S71	52.6	9.8	13.5	O61S	48.4	9.0	10.8
S81	53.4	10.0	13.7	C42	43.2	8.2	10.5
S43S	41.3	7.8	8.5	C41	43.7	8.2	10.4
S44S	42.7	7.7	10.3	C51	46.4	8.8	11.3
S41S	43.5	7.9	9.6	C61	49.4	9.4	12.1



DENTES ANTERIORES FX TRI


LOWER | INFERIOR

	A	B	C
N31S	30.1	4.5	8.0
N61S	37.9	5.6	9.4
N31	33.4	5.1	8.9
N32	32.5	4.8	8.9
N41	34.4	5.1	8.6
N42	35.5	5.5	10.2
N81	41.8	6.4	12.1
N71L	39.9	5.8	11.6



DENTES POSTERIORES FX TRI 20 NS

	A	B
28	29.2	8.6
30	30.7	8.9
32	32.8	9.2
34	34.1	10.0
36	36.0	10.7



CORES

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5*
*W0.5 é uma cor clareada da Yamahachi

GUIA DE CORES

Existem 16 cores diferentes da escala Vita disponíveis. A escala Vita é uma marca registrada da Vita Zahnfabrik GmbH
W0.5 é uma cor clareada da Yamahachi