



Carta de formas de dentes

Dentes de resina

- SR Vivodent PE
- SR Orthosit PE
- SR Vivodent DCL
- SR Postaris DCL

Dentes radiopacos

- SR Vivo TAC
- SR Ortho TAC

Dentes anteriores superiores

SR Vivodent® PE / SR Vivodent® DCL

Formas quadradas



Formas ovaladas




Formas triangulares



Formas ovaladas



Dentes anteriores inferiores
SR Vivodent® PE
SR Vivodent® DCL



**As Formas (A16, A26, A37, A69), estão disponíveis somente para SR Vivodent® DCL




Tabela de Combinação



SR Vivodent® PE		SR Orthosit® PE	SR Postaris® PE	
SR Vivodent® DCL				
Superiores	Inferiores	Superiores / Inferiores	Superiores / Inferiores	
■	A 11	A 3	N 3	PU-1 / PL-1
	A 12	A 5	N 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
	A 13	A 5	N 3 / N 5	PU-2 / PL-2
	A 14	A 6 / A 7	N 5	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
	A 15	A 8	N 4	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
	**A 16	A 9	N 6	PU-4 / PL-4
	A 17	A 9	N 6	PU-4 / PL-4
	A 66	A 5 / A 7	N 5	PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5
	A 68	A 7	N 4 / N 5	PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4
	**A 69	A 7 / A 8	N 4 / N 6	PU-4 / PL-4
▲	A 22	A 3	N 3 / N 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
	A 24	A 2	N 2	PU-2 / PL-2
	A 24 B	A 4 / A 5	N 2	PU-2 / PL-2
	A 25	A 9	N 4	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
	**A 26	A 7	N 4	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
	A 27	A 8	N 4	PU-4 / PL-4
	A 41	A 3 / A 5	N 3 / N 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
	A 42	A 5	N 3 / N 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
	A 44	A 3	N 3 / N 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
●	A 32	A 3 / A 5	N 3 / N 5	PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2
	A 36	A 7	N 5	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
	**A 37	A 7 / A 8	N 5	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
	A 54	A 5	N 5	PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3
	A 56	A 7 / A 8	N 4	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5



Dentes posteriores
SR Orthosit® PE



SR Postaris® DCL




Dentes radiopacos

SR Vivo TAC® / SR Ortho TAC®


Dentes radiopacos para elaboração de guias cirúrgicos

Com a nova linha de dentes radiopacos, SR Vivo TAC / SR Ortho TAC, é possível determinar de forma simples a posição do implante, tendo em conta a estética e a funcionalidade do resultado final.

Dentes anteriores



Dentes posteriores



Código:
563331BN



Critérios de Seleção



Formas quadradas

Com esta forma quadrada, o incisivo central é dominante. A curvatura gângivo-incisal é moderada. A trajetória da crista marginal é marcadamente angulosa, condição que é característica de uma articulação normal.

SR Vivodent PE
SR Orthosit PE
Disponíveis na escala Vivodent PE



Formas triangulares


Este grupo é caracterizado por dentes que possuem uma coroa revitalizada, cuja largura decresce no sentido da margem cervical. A curvatura gângivo-incisal é moderada. O grande incisivo central apresenta atrativa e ligeira forma triangular. A trajetória da crista marginal é também triangular, condição que, em alguns casos, caracteriza uma mordida cruzada.



Formas ovais

Os dentes desta categoria apresentam pronunciada curvatura gângivo-incisal. A trajetória ovóide da crista marginal está, geralmente, relacionada com uma sobremordida.

SR Vivodent DCL
SR Postaris DCL
Disponíveis nas cores A-D (Escala de referência VITA)



Estratificação anterior



Dentes de Três Camadas
- SR Vivodent DCL



Dentes de Quatro Camadas
- SR Vivodent PE

'PE' significa 'Pearl Effect' (Efeito pérola). Os dentes PE possuem um tênue efeito azulado. Ele permite refletir mais a luz, o que dá aos dentes um aspecto mais natural.

Caracterização dos dentes de resina

As crescentes exigências estéticas em próteses removíveis requerem a possibilidade de caracterizações individuais dos dentes de resina. Em próteses combinadas, este fato também se tornou uma parte indispensável da prática diária. A formulação dos dentes SR Vivodent DCL/ SR Postaris DCL permite os ajustes individuais de cor e de forma, por intermédio dos materiais de revestimento estético SR Chromasit Creative e SR Adoro.

Tabela de Correspondência de Cores

SR Vivodent PE	01	1A	2A	1C	2B	1D	1E	2C	3A	5B	2E	3E	4A	6B	4B	6C	6D	4C	3C	4D
Chromascope	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Vita	A1	C1	B2	A2	A3		A3,5		B3	B4		A4	D3		C2	D4	C3	C4	A4	
Biotone	60	61	62	62	67	66	65	68	77			81			69		69			

Legenda



Cores comercializadas no mercado Brasileiro nos Dentes: SR Vivodent PE / SR Orthosit PE
 Cores comercializadas no mercado Brasileiro nos Dentes: SR Vivodent DCL / SR Postaris DCL
 Cores comercializadas no mercado Brasileiro nos Dentes: Ivostar / Gnathostar

OBS: As relações determinadas nesta tabela são aproximadas.

(tratando-se de assunto extremamente subjetivo pode haver controvérsia).

Para maiores informações: cac@ivoclarvivadent.com.br

Alameda Caiapós, 723 - Tamboré - 06460-110 - Barueri - SP - Fone: 11 2424-7400 - Fax: 11 2424-7440

*Todas as imagens neste folheto são ilustrativas.