


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Carta Molde de Dentes de Resina Acrílica



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor


VITA Controle de Cor

Data de Publicação 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Disponível nas cores VITA SYSTEM 3D-MASTER
e VITA classical A–D



Oval



Triangular

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Todas as medidas em mm



VITA MFT – A nova referência em estética

A morfologia natural dos dentes anteriores VITA MFT apresenta os contatos proximais na região do terço incisal numa posição mais para palatinal, o que permite uma sequência de montagem de dentes mais simples e objetiva.


A correta curvatura anatômica das faces vestibulares auxilia no adequado posicionamento fisiológico dos dentes, onde os colos dentários um pouco mais largos permitem uma configuração natural da papila de acordo com a idade do paciente.





Retangular


R42



R45



R47



Quadrado

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



O modelo **L37LN (Long Neck)** foi especialmente desenvolvido para a reprodução de uma condição gengival com perda de inserção. Sua indicação pode ser necessária, por exemplo, no caso de próteses parciais.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – a nova técnica simplificada para a montagem de dentes

A configuração da superfície mastigatória dos dentes VITA MFT baseia-se no princípio inovador „easy-centric“. Uma montagem de dentes profissional e racional, que resulta em alta produtividade e excelente qualidade para o paciente.

Nr.		Nr.		
	mm	mm	Nr.	mm
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – Anteriores e Posteriores

A solução perfeita para todas as indicações de trabalhos restauradores em num compacto e simpático sortimento VITA MFT. A reduzida oferta de formas e cores garante grande economia.

Os dentes multifuncionais VITA MFT são indicados para:

- Prótese total
- Prótese sobre implante
- Prótese parcial removível
- Prótese parcial removível por encaixe
- Prótese parcial removível sobre coroas telescópicas
- Prótese provisória

A disponibilidade de cores do VITA MFT abrange


- 13 cores VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER											
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4	

- 13 cores VITA classical A–D

VITA classical A–D											
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1	3L1.5

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.



Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceite qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 01.15

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e em vigor encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e os seguintes produtos levam o selo CE 0124:

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik