



# Dental do Protético

Tutorial

## E-max Transparente

Para completar e aumentar a vitalidade na região incisal, os transparentes coloridos podem ser utilizados.



*Materiais IPD E-max Ceram Transpa*



### Instruções de Queima E-max Ceram

	Vácuo	Temperatura Inicial	Tempo	Aquecimento de temperatura	temperatura de manutenção	Tempo	Conexão Vácuo	Desconexão Vácuo
Dentina, Incisal, Transparente, Margem, Cervical, Mamelon	Com Vácuo	403°C	4min	50°C	750°C	1min	450°C	749°C